



Bioptron 2 na statywie domowym

Cena	48 875,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Bioptron 2
Kod producenta	Bioptron 2

Opis produktu

BIOPTRON 2 jest urządzeniem do Terapii Światłem zaprojektowanym z myślą przede wszystkim o zastosowaniu w profesjonalnych placówkach medycznych. Urządzenie jest dostępne z różnymi statywami (profesjonalny, podłogowy), co gwarantuje wygodę dostosowania terapii do potrzeb użytkownika - zarówno dla pacjenta jak i pracowników służby zdrowia. Średnica filtra (około 15 cm).

BIOPTRON 2 - statywy

Urządzenie BIOPTRON 2 dostępne jest z dwoma statywami (profesjonalny i statyw Y), które umożliwiają wygodne ustawienie urządzenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Zasadnicze właściwości:

- bezpieczeństwo użytkownika
- mobilność
- wygoda i odprężająca forma leczenia
- konstrukcja statywu podłogowego, umożliwia zamontowanie urządzenia przy łóżku pacjenta oraz przy wózku inwalidzkim
- system bezpieczeństwa snap-in
- elastyczność terapii - możliwość zastosowania terapii na dowolnej, wymagającej leczenia części ciała
- przyjazne dla użytkownika montaż i regulacja

BIOPTRON 2 Profesjonalny Statyw: PAG-881: indeks: PAG-881
BIOPTRON 2 Domowy Statyw (lub Statyw Y): indeks: PAG-883-SET

Stosowanie Terapii Światłem BIOPTRON

Terapia Światłem BIOPTRON powinna być dobrana indywidualnie. Czas trwania każdej sesji jak i całej terapii zależy przede wszystkim od problemu zdrowotnego i stanu obszaru ciała poddawanego terapii. W zależności od wskazań Terapia Światłem

Biopton zajmuje niespełna kilka minut i powinna być stosowana raz bądź dwa razy w ciągu dnia. Terapia powinna być stosowana również, gdy mamy czas na relaks i możemy czerpać przyjemność z efektu biostymulującego.

1. Przed zastosowaniem Terapii Światłem Biopton powinno się oczyścić obszar, który będzie poddany naświetlaniu. Uwaga: Wszelkie okrycia i ubrania powinny być usunięte z miejsca poddawanego leczeniu przed rozpoczęciem terapii.
2. Należy odprężyć się i ustawić promień światła na obszar, który ma zostać poddany leczeniu. Kąt padania promieni powinien wynosić 90 ° (kąt prosty), a urządzenie powinno się znajdować w odległości ok. 10 cm od poddanej leczeniu partii ciała. Podczas przeprowadzania terapii, nie powinno się poruszać urządzeniem. W przypadku stosowania terapii na większym obszarze ciała, obszar objęty leczeniem należy naświetlać punktowo.
3. Terapię Światłem Biopton powinno się przeprowadzać raz lub dwa razy dziennie, na przykład rano i/lub wieczorem, przez 4-10 minut lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
4. Powtarzać powyższe czynności w przypadku każdego miejsca na ciele, które wymaga terapii.
5. Po zakończeniu terapii należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wyposażenie lampy Biopton 2: Brak , Statyw ścienny do lampy BIOPTRON 2 (+ 8 158,00 zł)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	Średnica filtra	15 cm
	Zasilanie	100-240 V~, 50/60 Hz
	Zużycie energii	1,4 - 1,0 A
	Bezpiecznik	T2A / 250 V
	Moc halogenu	90 W
	Klasa ochrony	Klasa I, IP 20
	Waga bez statywu	4,3 kg
	Zakres temperatur	
	- Użytkowania	+10°C do +40°C
	- Przechowywania	-30°C do +45°C
	Długość fali	480 - 3400 nm
	Stopień polaryzacji	>95% (590 - 1550 nm)
	Gęstość mocy	śr. 40 mW/cm ²
	Energia światła na minutę	śr. 2.4 J/cm ²