

Link do produktu: <https://kinesis.com.pl/artromot-k1-szyna-do-cwiczen-stawu-kolanowego-i-biodrowego-p-208.html>



ARTROMOT – K1 Szyna do ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego

Numer katalogowy	ARTROMOT
Kod producenta	ARTROMOT
Producent	ARTROMOT

Opis produktu

ARTROMOT® K1 - Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji **stawu kolanowego i biodrowego**.

Wskazania:

ARTROMOT® K1 jest przeznaczony do leczenia większości urazów i schorzeń stawu kolanowego i biodrowego oraz do pooperacyjnej i pozabiegowej rehabilitacji.

Przykłady:

- artrotomie, artroskopie połączone z synowektomią, artrolizą lub innymi zabiegami wewnątrzstawowymi,
- mobilizacja stawów w znieczuleniu zaopatrzone operacyjnie złamania i pseudoartrozy,
- wszelkie operacje odtworzeniowe (z możliwością ćwiczeń),
- ingerencje tkanek miękkich w obrębie stawu,
- patellektomie,
- osteotomie,
- meniscektomie,
- endoprotezoplastyki kolana / biodra,
- plastyki więzadeł krzyżowych,
- operacje chrząstki stawowej,
- przeszczepy autologicznych chondrocytów,
- skręcenia i kontuzje stawu,
- artroplastie włączając implantacje i wszczepienie endoprotez,

-
- operacje nowotworowe w obrębie stawu,
 - operacje plastyczne na mięśniach,
 - zestarzałe zapalenia stawu.

ARTROMOT® K1 łączy w sobie najlepsze cechy sprawdzonego modelu ARTROMOT® K2 z najnowszymi, zaawansowanymi technologiami. ARTROMOT® K1 został opracowany szczególnie z myślą o stosowaniu w praktyce klinicznej jak i wymagających warunkach opieki domowej / wypożyczalni. Nowa konstrukcja ARTROMOT® K1 pozwala na dostosowanie szyny do jeszcze krótszych kończyn i rehabilitację dzieci. ARTROMOT® -K1 steruje się w łatwy, intuicyjny sposób za pomocą pilota z logicznie opracowanymi ikonami i dużym wyświetlaczem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wariant ARTROMOT: ARTROMOT-K1 Classic , ARTROMOT-K1 Standard , ARTROMOT-K1 Standard chip , ARTROMOT-K1 Comfort , ARTROMOT-K1 Comfort chip

Dane techniczne

Dane techniczne:

Wymiary:

Masa: 11 kg

Wymiary zewnętrzne: 97 x 36 x 23 cm

Wersje:

ARTROMOT-K1 Classic

ARTROMOT-K1 Standard

ARTROMOT-K1 Standard chip

ARTROMOT-K1 Comfort

ARTROMOT-K1 Comfort chip

Zakresy ruchu:

Wyprost/zgięcie w kolanie: -10° / 0° / 120°

Wyprost/zgięcie w biodrze: 0° / 7° / 115°

Funkcje wersji ARTROMOT-K1 Classic:

Paуzy (w wyproście i zgięciu): 0 - 59 s / 1 - 59 min

Prędkość: 5% - 100%

Blokada klawiatury: zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii

Funkcje ARTROMOT-K1 Standard

Funkcje dodane do wersji ARTROMOT-K1 Standard:

Czas ćwiczenia: 1 - 59 min / 1 - 24h / praca ciągła

Paуzy (w wyproście i zgięciu): 0 - 59 s / 1 - 59 min

Autorewers przy oporze: 1 - 25 poz.

Program rozgrzewki: stopniowe rozszerzenie do maksymalnego zakresu ruchu

Łączny czas terapii: zapis całkowitego czasu terapii pacjenta

Nowy pacjent: zresetowanie ustawień pilota dla kolejnego pacjenta

Pozycja transportowa: przygotowanie do zapakowania i transportu

Menu serwisu

Funkcje dodane do wersji ARTROMOT-K1 Comfort

Oscylacja (przy wyproście lub zgięciu): intensyfikacja ćwiczenia przez powtórzenie końcowego zakresu ruchu

Stretching (prostowania lub zginania): delikatne rozszerzenie zakresu ruchu

Dokumentacja terapii: zapis wyników ćwiczeń w formie wykresu

Elektrostymulacja: optymalne połączenie ruchu CPM z elektrostymulacją

Program „workout”: sekwencyjne połączenie różnych funkcji wersji comfort

Program comfort: przygotowanie pacjenta do ćwiczenia po dłuższej przerwie pomiędzy sesjami

Funkcje dodane do wersji ARTROMOT-K1 z kartami chip:

Karta Chip pacjenta: zachowanie indywidualnych danych terapii pacjenta