

Link do produktu: <https://kinesio.com.pl/physiomg-827-p-452.html>

PhysioMG 827



Cena	7 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A-UG-AST-PMG827
Kod producenta	A-UG-AST-PMG827

Opis produktu

PhysioMG 827 to aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości z dwoma niezależnymi kanałami, wyposażony w dotykowy wyświetlacz LCD 7" oraz encyklopedię programów wbudowanych opartą na wizualizacjach 3D obrazujących wykonanie wybranego zabiegu.

Cechy charakterystyczne:

- wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych
- nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej
- nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej
- jeden kanał zabiegowy
- pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników
- 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- tryb pracy: programowy/ manualny
- baza wbudowanych programów zabiegowych
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- ilustrowana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- podręczna lista programów ulubionych
- możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- statystyki przeprowadzonych zabiegów
- regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
- autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu

Właściwości

ERGONOMIA

- zabiegi w Trybie Dualnym
- wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych

-
- nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej
 - nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej
 - dwa niezależne kanały zabiegowe
 - 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
 - tryb pracy: programowy/ manualny
 - baza wbudowanych programów zabiegowych
 - jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
 - ilustrowana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
 - podręczna lista programów ulubionych
 - możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
 - statystyki przeprowadzonych zabiegów
 - regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
 - autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu

POLE MAGNETYCZNE

- kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy
- emisja ciągła i impulsowa
- szeroki zakres częstotliwości
- duża indukcja pola magnetycznego

TRYB MANUALNY

pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE

- uproszczona obsługa aparatu
- 50 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS75
- 50 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS60
- 28 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS35
- 46 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CP

- 45 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CPEP
- 44 wbudowanych programów zabiegowych dla Trybu dualnego
- 50 programów do ustawienia dla użytkowników
- funkcja programów ulubionych

SEKWENCJE ZABIEGOWE

- uproszczona obsługa aparatu
- 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników
- nadawanie własnych nazw sekwencjom

Dane techniczne

Dane techniczne:

maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora:

aplikator CS 75	3 mT
aplikator CS 60	4 mT
aplikator CS 35	10 mT
aplikator CP	3 mT
aplikator CPEP	25 mT

maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora:

aplikator CS 75	4,5 mT
aplikator CS 60	6 mT
aplikator CS 35	12 mT
aplikator CP	12,5 mT
aplikator CPEP	50 mT

maksymalna wartość zmiany indukcji:

aplikator CS 75	9 mT
aplikator CS 60	12 mT
aplikator CS 35	24 mT
aplikator CP	25 mT
aplikator CPEP	100 mT

parametry trybu przerywanego impulsu	1s/przerwa 0,5 – 8
spektrum częstotliwości	0 – 50 Hz
zegar zabiegowy	maksymalnie 60m
zasilanie, pobór mocy	230 V □10 %, 50/6
wymiary sterownika	34 x 28 x 11 cm

masa sterownika

7 kg