

Magner Plus - dwukanałowa magnetoterapia



Magner Plus to urządzenie do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami współpracujące z aplikatorami nisko- i wysokoprądowymi.

MagnerPlus jest dwukanałowym aparatem służącym do wykonywania zabiegów **magnetoterapii**. Kanały są całkowicie niezależne, mogą generować różne pola w tym samym czasie. Sterownik może współpracować z aplikatorami serii LT (niskoprądowe, trzy średnice) lub serii Plus (wysokoprądowe, dwie średnice). Największe aplikatory, o średnicy 60cm montowane są do aluminiowej kozetki na łożyskowanym wózku.

Użytkownik może korzystać z banku wbudowanych programów lub ustawić wszystkie parametry samodzielnie. Można również definiować i zapisywać w pamięci sterownika własne programy zabiegowe.

POLE MAGNETYCZNE

- typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprostokąt
- tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej
- emisja ciągła i modulowana

- duża indukcja pola magnetycznego
- szeroki zakres częstotliwości

AKCESORIA

- aplikatory szpulowe o średnicach 35, 60cm serii Plus (wysokoprądowe)
- aplikatory szpulowe o średnicach 20, 35, 60cm serii LT (niskoprądowe)
- leżanka do magnetoterapii do aplikatora 60cm
- półka pod aparaty do magnetoterapii mocowana do leżanki
- stolik pod aplikatory pola magnetycznego

TRYB MANUALNY

- pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE

- uproszczenie obsługi aparatu
- jednostki chorobowe wybierane wg nazwy
- 46 jednostek chorobowych
- 79 programów zabiegowych
- 50 programów do ustawienia dla użytkownika

ERGONOMIA

- tryby pracy: programowy/manualny
- wyświetlacz znakowy - czytelna obsługa
- wybór jednostek chorobowych po nazwie
- zegar zabiegowy
- dwa całkowicie niezależne kanały aplikacyjne
- cztery uniwersalne gniazda aplikatorów
- automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora

KONSTRUKCJA

- mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy
- trwała i niezawodna klawiatura
- autotest - bieżąca kontrola sprawności aparatu

DANE TECHNICZNE

Maksymalne indukcja:	10 mT / 100 Gs
Parametry trybu modulowanego:	impuls 1s / przerwa 0,5 - 8s
Zakres częstotliwości:	2 - 60 HZ
Zegar zabiegowy:	1 - 30 min
Zasilanie:	230V, 50Hz, 580W
Wymiary sterownika:	35 x 45 x 13,5cm
Masa sterownika:	13 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- komplet przewodów
- instrukcja użytkowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- aplikator szpulowy 35cm serii Plus
- leżanka do magnetoterapii
- aplikator szpulowy 60cm serii Plus
- aplikatory szpulowe serii LT o średnicach 35, 60cm
- półka pod aparaty do magnetoterapii mocowana do leżanki
- stolik pod aplikatory pola magnetycznego

Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta

ul. Dworska 25

38-430 Miejsce Piastowe

Tel. 13 435 06 45, kom. +48 695 768 360

mail: biurokinesis@kinesis.com.pl

KINESIS
PRODUCENT SPRZĘTU DO FIZJOTERAPII

