

Link do produktu: <https://kinesis.com.pl/fisiotek-3000-szyna-do-cwiczen-kończyny-dolnej-p-213.html>

FISIOTEK 3000 Szyna do ćwiczeń kończyny dolnej



Numer katalogowy	FISIOTEK 3000
Kod producenta	FISIOTEK 3000
Producent	rimec

Opis produktu

FISIOTEK 3000 - Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem

Zalety stosowania urządzenia FISIOTEK 3000

- pozwala na prowadzenie ćwiczeń następujących stawów kończyny dolnej: st. biodrowego, st. kolanowego oraz st. skokowego;
- pozwala na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach;
- pacjent może ćwiczyć w pozycji siedząc lub leżąc;
- stabilność zapewniająca poczucie bezpieczeństwa u pacjenta;
- karta pamięci pozwalająca na zapisanie danych dotyczących programu ćwiczeń indywidualnego pacjenta;
- różnorodne modele urządzenia pozwalają zaspokoić wymagania każdego klienta.
- funkcja rozgrzewki „Warm-up”, która przed rozpoczęciem właściwej sesji ćwiczeń aplikuje serię ćwiczeń w mniejszym zakresie ruchu celem rozgrzania stawu ćwiczonej okolicy.
- Programowalny pilot

Wskazania do stosowania FISIOTEK 3000 w rehabilitacji:

- po złamaniach w obrębie kończyny dolnej, rekonstrukcjach z zespoleniem kości;
- po unieruchomieniach w następstwie uszkodzeń torebki stawowej, struktur okołostawowych (błony maziowej, kaletek) stawu kolanowego i biodrowego;
- zwapnień okołostawowych;
- po operacjach lub zabiegach plastycznych łąkotek st. kolanowego;
- zapaleń ścięgien stawów kończyny dolnej;
- zrostów torebki stawowej;

-hypermobilności stawowej.

AKCESORIA

1. **Wózek pod urządzenie**, przeznaczony do oddziałów szpitalnych, pokryty antypoślizgowym materiałem z półką (RB205)
2. **Przystawka do kończyn dolnych** dla pacjentów o długości kończyn mniejszej niż ok. 73cm. Ponadto umożliwia na zwiększenie zakresu ruchu w st. kolanowym do 135° przy długości kończyn większej niż 73cm. Przystawka może być stosowana do następujących modeli: FISIOTEK 2000TS, FISIOTEK 2000N (RB200)
3. **Karty pamięci (zestaw 10szt)** do modeli: FISIOTEK 2000TS, FISIOTEK 2000GS (RB703). Karta pamięci pozwala na zapisanie danych dotyczących programu ćwiczeń indywidualnego pacjenta. Stosowanie karty przyspiesza i ułatwia rozpoczęcie i prowadzenie zabiegu. Dzięki temu terapeuta nie musi każdorazowo wprowadzać całej procedury danych do sterownika urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj urządzenia:: FISIOTEK 3000N , FISIOTEK 3000E , FISIOTEK 3000G , FISIOTEK 3000TS , FISIOTEK 3000GS

Dane techniczne

Dane techniczne:

	Modele				
	3000TS	3000GS	3000G	3000E	3000N
Mobilizacja st. kolanowego i biodrowego	X	X	X	X	X
Mobilizacja st. skokowego	X				
Możliwość współpracy z Kartą Pamięci	X	X			
Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyrostu	X	X	X		
Regulacja prędkości				X	X
Regulacja siły	X	X	X	X	X
Regulacja czasu trwania ćwiczeń	X	X	X	X	X
Automatyczne zwiększenie wyrostu	X	X	X		
Automatyczne zwiększenie zgięcia	X	X	X		
Przerwa w trakcie wyrostu	X	X	X		
Przerwa w trakcie zgięcia	X	X	X	X	X
Funkcja rozgrzewki „Warm up”	X*	X*	X**	X**	X**
Regulacja podpory stopy	X	X	X		
Limit automatycznego wzrostu zgięcia	X	X	X		
Limit automatycznego wzrostu wyrostu	X	X	X		
Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia	X	X	X	X	
Powtórzenia ruchu na limicie wyrostu	X	X	X	X	

Zakres ruchu w st. kolanowym	0° , 110°	-10° , 120°	-10° , 120°	-10° , 120°	0° , 110°
Zakres ruchu w st. skokowym	20° , - 40°				
Zakres ruchu w st. biodrowym			7° , 115°		
Prędkość ruchu		0,8° / sekundę; 3,5°/sekundę			
Siła		0-40kg			
Zasilanie		220V/60Hz			
Klasa		1B Standard EN60601-1			
Waga	14kg	9,5kg	9,5kg	9,5kg	14kg
Konstrukcja	wymagająca zmiany ustawień dla kończyny prawej i lewej	możliwość pracy obu kończyn bez zmiany ustawień	możliwość pracy obu kończyn bez zmiany ustawień	możliwość pracy obu kończyn bez zmiany ustawień	wymagająca zmiany ustawień dla kończyny prawej i lewej

* za pomocą klawisza

** z menu